

# Parasol® Punctal Occluder

zatycki do kanalików łzowych

Wystarczy jedno spojrzenie na zatycki Parasol®, by rozpoznać produkt przełomowy, oferujący wyraźne korzyści zarówno dla lekarzy, jak i dla pacjentów z zespołem suchego oka.



**92%**  
RETENCJI




## Łatwa aplikacja

Wydrążony nosek zatycki Parasol® składa się podczas wprowadzania, eliminując potrzebę rozszerzania punktu łzowego w większości przypadków. Ułatwia to zarówno pracę lekarzowi, a tym samym zwiększa komfort pacjenta podczas wprowadzania zatycki.



## Prosty dobór rozmiaru

Dwa rozmiary, mały (S) i średni (M), praktycznie odpowiadają wielkościom kanalików większości pacjentów. Rozmiary XS i L są przeznaczone dla niestandardowych wielkości kanalików łzowych.



## Gwarancja retencji

Zatycki Parasol® zostały zaprojektowane tak, aby doskonale utrzymywać się w miejscu implantacji, o czym świadczą niezależne badania kliniczne.

## Łatwe do usunięcia



## Tabela rozmiarów

tradycyjne  
zatycki

0.2 mm	0.3 mm	0.4 mm	0.5 mm	0.6 mm	0.7 mm	0.8 mm	0.9 mm+
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

Parasol®

X-SMALL	SMALL	MEDIUM	LARGE
---------	-------	--------	-------

Małe i średnie rozmiary powinny pasować dla 95% pacjentów. W razie wątpliwości firma BVI oferuje rozmiary mniej popularne XS i L.

## Okluzja permanentna dostępna w wybranej konfiguracji



### Parasol® sterylne, pre-loaded

Zatyczki Parasol®, pakowane po 1 parze na wygodnej w użyciu tacy. Każda zatyczka jest indywidualnie, sterylnie i fabrycznie załadowana do wysokiej jakości jednorazowych, aplikatorów.

X-Small (0.25-0.35 mm)	A14-200
Small (0.35-0.65 mm)	A14-201
Medium (0.6-0.85 mm)	A14-202
Large (0.9 mm+)	A14-203
Combo Pack	/

## Okluzja częściowa redukuje bądź ogranicza odpływ płynu łożowego



### Micro Flow™

Zatyczki Micro Flow™ są przeznaczone do prostych, odwracalnych metod częściowej okluzji, ograniczającej odprowadzanie też do dróg łożowych. Pakowane po 1 parze na wygodnych w użyciu tacach, sterylnie i fabrycznie załadowane do wysokiej jakości, jednorazowych aplikatorów.

Small (0.4-0.55 mm), sterylne, pre-loaded	A14-401
Medium (0.55-0.7 mm), sterylne, pre-loaded	A14-402
Large (0.7-0.85 mm), sterylne, pre-loaded	A14-403

## Okluzja tymczasowa do diagnostyki lub leczenia krótkoterminowego



### Extend™ syntetyczne implanty rozpuszczalne

Zapewniają okluzję na okres do 3 lub 6 miesięcy. Dostępne w rozmiarze 0.2 mm, 0.3 mm, 0.4 mm i 0.5 mm. Pakowane po 20 implantów w pudełku.

Extend™ (0.2-2.0 mm)	A13-202
Extend™ (0.3-2.0 mm)	A13-203
Extend™ (0.4-2.0 mm)	A13-204
Extend™ (0.5-2.0 mm)	A13-205
Extend™ (różne op.)	A13-200

PRODUCENT

**bvi** Beaver Visitec

Beaver-Visitec International, Sales Limited  
85c Park Drive, Milton Park,  
Abingdon, Oxfordshire, OX14 4RY, UK  
[www.beaver-visitec.com](http://www.beaver-visitec.com)

DYSTRYBUTOR W POLSCE

**CONSULTRONIX**®

Consultronix Spółka Akcyjna  
ul. Przemysłowa 17 32-083 Balice  
tel. +48 12 290 22 22  
[www.consultronix.pl](http://www.consultronix.pl)