

FRAKCJONOWANY  
OCZYSZCZONY  
OLEJ SILIKONOWY



*Arcad daje Ci możliwość wyboru*

[www.arcadophta.com](http://www.arcadophta.com)



**ARCIOLANE**  
**1300**

# ARCIOLANE

o dwóch lepkościach



**ARCIOLANE**  
**5500**

**1300 cSt** w opakowaniach 10ml i 15ml

**5500 cSt** w opakowaniach 10ml



## GWARANCJA CZYSTOŚCI OLEJU SILIKONOWEGO DZIĘKI PROCESOWI FRAKCJONOWANIA

Proces frakcjonowania usuwa zanieczyszczenia oraz polimery o niskiej masie cząsteczkowej, które zostały zidentyfikowane w badaniach klinicznych jako toksyczne.

### Zagwarantowana lepsza tolerancja

	Olej przed obróbką	ARCIOLANE
Zawartość cząsteczek o niskiej masie molekularnej – od D4 do D9	148 ppm	21 ppm
Indeks polidispersyjności	2.04	1.86

### Zagwarantowana najwyższa jakość, spełniająca najbardziej wymagające standardy

	Wymagania FDA*	ARCIOLANE
Zawartość cząsteczek o niskiej masie molekularnej – poniżej D9 lub $666 \text{ g}^* \text{mol}^{-1}$	< 200 ppm	< 150 ppm
Oporność	> $1.10E14 \text{ ohm}^* \text{cm}$	> $1.10E14 \text{ ohm}^* \text{cm}$
Lotność	< 1%	< 0.1%

\* w oparciu o zatwierdzoną przez FDA charakterystykę produktu

Parametr	Arciolane 1300	Arciolane 5500
Lepkość dynamiczna	1000 mPa s	5000 mPa s
Lepkość kinematyczna	1300 cst	5500 cst
Współczynnik refrakcji (20°C do 25°C)	1.403 – 1.410	1.403 – 1.410
Gęstość (20°C do 25°C)	0.96 – 0.98 g/cm <sup>3</sup>	0.96 – 0.98 g/cm <sup>3</sup>

Frakcjonowany oczyszczony, sterylny i apirogeny olej silikonowy mający zastosowanie w zabiegach chirurgicznych ciała szklistego i siatkówki.

## GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

**NIE ZAWIERA CHLOROBUTYLU ORAZ LATEKSU**

STRZYKAWKI WYKONANE Z GRUBEGO,  
ODPORNEGO NA UDERZENIA SZKŁA

•  
KOŃCÓWKA TYPU LUER-LOCK  
ZE STALI NIERDZEWNEJ

•  
NIE MA NIEBEZPIECZEŃSTWA  
ODŁĄCZENIA



Linia **ARC** do podłączenia szerokiej gamy urządzeń do witrektomii.



Numer katalogowy	Typ konektora		Zgodne z
ARC 510	Stały męski/żeński Luer - lock		OpenPhaco (Corneal), Premiere (Storz), Sto (Aldon), Penthesis (Ioltech), Antares (Opticon), Associate*-Harmony* *(Dorc)
ARC 520	obrotowy		Accurus (Alcon)
ARC 530	obrotowy		Millenium (B&L)
ARC 540	stały		Orbit (Oertli)

\* wymaga adaptera A571

Linia do podłączenia strzykawk  
**APIS** ARCIOLANE do każdego rodzaju witrektomu



WIELORAZOWEGO  
UŻYTKU

Zgodne z		
APIS	Premiere (Storz) - Sto(Aldon) - Penthesis (Ioltech) - Antares(Opticon)	
APIS +A571	OpenPhaco (Corneal) – Associate (Dorc) Harmony (Dorc)	
APIS +A572	Accurus (Alcon)	
APIS +A573	Millenium (B&L)	
APIS +A574	Orbit (Oertli)	

**APIS** uchwyt do strzykawk ARCIOLANE – zapewnia pełną kontrolę podczas iniekcji; może być powtórnie sterylizowany

