












TEKNOMEK






Medikal Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.



Hyotek
HIALURONIAN SODU



-  Wysoce kohezyjny, oczyszczony, jałowy, przezroczysty wiskoelastyk o niskim napięciu powierzchniowym, bez lateksu
-  Unikatowe właściwości masy cząsteczkowej zapewniają silną adhezję, która pomaga w łatwym wypłukiwaniu i zapobiega wzrostowi ciśnienia wewnątrzgałkowego po operacji
-  Zapewnia utrzymanie głębokości przedniej komory dla bezpiecznej i łatwej implantacji IOL
-  Szklana strzykawka o pojemności 1 ml, kaniula do iniekcji w komplecie
-  Wysoka zdolność utrzymania przestrzeni dla kontrolowanej manipulacji narzędziami
-  Łatwe rozróżnienie stężeń dzięki oznakowaniu kolorystycznemu
-  Zapewnia ochronę wrażliwych tkanek podczas zabiegu
-  Przechowywanie w temp. pokojowej (2°C-25°C)
-  Wysoka pseudoplastyczność ułatwia iniekcję

	 1%	 1.4%	 1.6%	 1.8%	 2%
Haluronian sodu	1%	1.4%	1.6%	1.8%	2%
Masa cząsteczkowa	2.3-3.2 MDa	2.3-3.2 MDa	2.3-3.2 Mda	2.3-3.2 MDa	2.3-3.2 MDa
Ph	6.8-7.4	6.8-7.4	6.8-7.4	6.8-7.4	6.8-7.4
Lepkość	10.000-30.000 mPa.s	60.000-100.000 mPa.s	100.000-150.000 mPa.s	150.000-300.000 mPa.s	300.000-400.000 mPa.s
Osmolarność	280-400 mOsm	280-400 mOsm	280-400 mOsm	280-400 mOsm	280-400 mOsm
Kaniula	27G	27G	27G	27G	25G

